

Avsedd användning: Hydrozid® används som kryobehandling för vårtor och andra hudlesioner.

Innehåll: 200 ml HFC-134a (norfluran). Appliceringsmallar. Bruksanvisning.

Bruksanvisning: Hydrozid® appliceras på en lesion direkt från behållaren. Hydrozid® ska appliceras från ett avstånd på 2 till 3 cm och under 2 till 6 sekunder, beroende på var lesionen sitter. Använd Hydrozid i förhållande till illustration A, B, C. I illustration A är sprejhuvudet stängt. I illustration B är sprejhuvudet öppet och klart för användning (illustration C). Flera upprepade omgångar av frysning-tining – upp till 6 omgångar med 30 sekunders intervall – rekommenderas som en engångsbehandling. Appliceringstiden på lesionen får inte överskrida den rekommenderade totala maximitiden (se tabellen nedan). För att undvika skador på omgivande vävnad kan du använda en av de bifogade appliceringsmallarna. Välj noggrant ut ett hål i mallen som motsvarar lesionens storlek. Vissa tillstånd kan kräva upprepad behandling för att en hudlesion ska avlägsnas helt. När det krävs upprepad behandling rekommenderas intervall på 1 till 2 veckor mellan behandlingarna. Kryobehandling kan framkalla en stickande eller svidande känsla i huden. Nekros av epidermala celler kan leda till att det bildas en blåsa. Fullständig läkning tar cirka 10 till 14 dagar. Överexponering kan leda till hypopigmentering, ärrbildning eller postinflammatorisk hyperpigmentering.

Kontraindikationer: Kryobehandling är kontraindicerad för patienter med kryoglobulinemi, Raynauds sjukdom, köldurtikaria, bloddyskrasier eller oviss diagnos.

Försiktighet: Spraya aldrig på slemhinnor, öppna sår, skärsår, ömtålig hud eller hud med eksem. Försiktighet rekommenderas när det gäller behandlingens längd för barn

och personer med känslig och åldrande hud. Spraya inte på frisk hud. Olämplig användning kan leda till oönskade skador på huden och underliggande vävnader, inklusive nerver. Undvik inandning. Undvik kontakt med ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Viktigt: Hydrozid® ska endast användas av hälso- och sjukvårdspersonal. Appliceringsmallarna som medföljer får endast användas med Hydrozid®. På grund av infektionsrisken ska varje appliceringsmall endast användas för en enda hudlesion. Hydrozid® är inte brandfarligt och kan kastas som vanligt hushållsavfall.

Beställ **Hydrozid®** på www.hydrozid.com

Rekommenderade maximala totala
behandlingstider för olika typer av hudlesioner:

Hudlesion	Maximal total behandlingstid i sekunder
Verruca plantaris	36 (6×6 sek.)
Verruca vulgaris	36 (6×6 sek.)
Verruca plana	18 (6×3 sek.)
Keratoses seborrhoica	36 (6×6 sek.)
Lentigo (facial)	12 (6×2 sek.)
Lentigo (icke-facial)	36 (6×6 sek.)
Acrochordon (skin tag)	36 (6×6 sek.)
Keratoses actinica (facial)	12 (6×2 sek.)
Keratoses actinica (icke-facial)	36 (6×6 sek.)
Molluscum contagiosum	18 (6×3 sek.)
Kondylom	36 (6×6 sek.)
Gingival melanin pigmentation	36 (6×6 sek.)
Blödning från livmoderhalsen genom fysisk påverkan	36 (6×6 sek.)

