

Zamýšlené použití: Hydrozid® se používá ke kryoterapii bradavic a jiných kožních lézí.

Složení: 200 ml HFC-134a (norfluran). Aplikační šablony. Návod k použití.

Návod k použití: Hydrozid® se aplikuje na kožní léze přímo z nádoby, ze vzdálenosti 2-3 cm po dobu 2-6 vteřin, v závislosti na místě výskytu léze. Hydrozid použijte podle obrázků A, B a C. Na obrázku A je rozprašovací hlavice uzavřená. Na obrázku B je rozprašovací hlavice otevřená a připravená k použití (obrázek C). V rámci jedné aplikace se doporučuje několik opakování cyklu zmrazení – rozmražení – maximálně 6x s 30-ti vteřinovými intervaly. Je nutné dodržet celkovou maximální dobu působení přípravku na lézi (viz tabulka níže). Abyste zabránila poškození okolní tkáně, můžete použít některou z přibalených šablon. Pečlivě zvolte velikost otvoru tak, aby šablona odpovídala velikosti ošetřované léze. Některé stavy mohou vyžadovat pro úspěšné odstranění kožních lézí opakovanou léčbu. Pokud je nutno léčbu opakovat, doporučený interval mezi jednotlivými aplikacemi je 1-2 týdny. Kryoterapie může způsobit bolestivé podráždění nebo popálení kůže. Nekróza epidermálních buněk může vést k tvorbě puchýřů. Úplné zotavení nastává za 10 – 14 dní. Předávkování může vést k hypopigmentaci, zjizvení nebo pozánětlivé hyperpigmentaci.

Kontraindikace: Kryoterapie je kontraindikována u pacientů trpících kryoglobulinemií, Raynaudovou chorobou, alergií na chlad, onemocněními krve, případně nediodagnostikovaným onemocněním.

Upozornění: Nikdy neaplikujte sprej na sliznice, otevřená zranění, rezná poranění a přecitlivělou či ekzematickou kůži. Pečlivě zvažte délku léčby u dětí a pacientů s citlivou a stárnoucí pokožkou. Neaplikujte sprej na zdravou kůži. Neodborné použití

může způsobit nechtěné poškození kůže a podkožních tkání, včetně nervů. Přípravek nevdechujte. Vyhněte se kontaktu s očima. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, předložte obal nebo štítek přípravku.

Důležité: Hydrozid® je určen výhradně pro použití zdravotnickými pracovníky. Aplikační šablony smí být používány pouze s přípravkem Hydrozid®. Jedna šablona může být použita pouze pro jednu lézi, aby bylo zabráněno riziku infekce. Hydrozid® je nehořlavý a lze jej likvidovat v běžném odpadu.

Hydrozid® si můžete objednat na stránkách www.hydrozid.com

Doporučená maximální doba celkového působení
léčby na jednotlivé druhy kožních lézí:

Kožní léze	Maximální doba
Bradavice na chodidlech	36 (6×6 s)
Bradavice obecné	36 (6×6 s)
Ploché bradavice	18 (6×3 s)
Seboroická keratóza	36 (6×6 s)
Lentigo (obličej)	12 (6×2 s)
Lentigo (mimo obličej)	36 (6×6 s)
Acrochordon (kožní přívěšek)	36 (6×6 s)
Aknitická keratóza (obličej)	12 (6×2 s)
Aknitická keratóza (mimo obličej)	36 (6×6 s)
Molusky	18 (6×3 s)
Genitální kondyloma	36 (6×6 s)
Melaninová hyperpigmentace dásní	36 (6×6 s)
Krvácení z děložního čípku při fyzickém poškození	36 (6×6 s)

