

**Käyttötarkoitus:** Hydrozid®-valmistetta käytetään syylien ja muiden iholeesioiden kylmähoitoon.

**Sisältö:** 200 ml HFC-134a:ta (norfluraania). Käyttökaavaimet. Käyttöohjeet.

**Käyttöohjeet:** Hydrozid®-valmistetta suihkutetaan leesioon suoraan säiliöstä. Hydrozid® suihkutetaan 2–3 cm:n etäisyydeltä 2–6 sekunnin ajan, leesion sijainnin mukaan. Käytä Hydrozida kuvan A, B, C mukaisesti. Kuvassa A suihkusuutin on suljettu. Kuvassa B suihkusuutin on auki ja käyttövalmis (kuva C). Yhden hoitokerran aikana iholeesio suositellaan jäädyttämään ja sulattamaan toistuvasti 6–30 sekunnin välein. Valmisteen leesioon suihkutuksen kokonaiskeston on pysyttävä suositellun enimmäiskeston rajoissa (katso jäljempänä oleva taulukko). Vältä ympäröivän kudoksen vaurioitumista käyttämällä yhtä valmisteen mukana toimitetuista käyttökaavaimista. Valitse huolellisesti leesion kokoa vastaava kaavaimen reikä. Joissain tapauksissa iholeesion poistamiseen tarvitaan toinen hoitokerta. Jos tarvitaan toinen hoitokerta, hoitokertojen välillä on suositeltavaa pitää 1–2 viikon tauko. Kylmähoito voi aiheuttaa iholle pistävän tai polttelevan tunteen. Epidermaalisolujen kuoliosta voi seurata rakkulan kehittyminen. Täydellinen parantuminen kestää noin 10–14 päivää. Yliannostus voi aiheuttaa hypopigmentaatiota, arpia tai tulehduksenjälkeistä hyperpigmentaatiota.

**Vasta-aiheet:** Kylmähoito on vasta-aiheista potilaille, joilla on kryoglobulinemia, Raynaud'n tauti, kylmäurtikaria, veridyskrasia tai epävarma diagnoosi.

**Vaara:** Älä koskaan suihkuta valmistetta limakalvoille, avoimiin haavoihin, viiltoihin tai herkälle tai ekseemaattiselle iholle. Hoidon keston suhteen suositellaan noudattamaan

varovaisuutta, kun valmistetta käytetään lapsille ja henkilöille, joiden iho on herkkä tai ikääntynyt. Älä suihkuta terveelle iholle. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa ihoon ja ihonalaisiin kudoksiin, esimerkiksi hermoihin, ei-toivottuja vaurioita. Älä vedä valmistetta henkeen. Vältä valmisteen joutumista silmiin. Ei lasten ulottuville. Jos tarvitset lääketieteellistä hoitoa, pidä valmisteen säiliö tai etiketti lähettyvillä.

**Tärkeää:** Hydrozid®-valmistetta saavat käyttää vain terveydenhuollon ammattilaiset. Toimitettuja käyttökaavaimia saa käyttää vain Hydrozid®-valmisteen käytön yhteydessä. Infektioriskin vuoksi jokaista käyttökaavainta saa käyttää vain yhteen iholeesioon. Hydrozid® on syttymätön ja sen voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tilaa **Hydrozid®**-valmistetta osoitteessa [www.hydrozid.com](http://www.hydrozid.com)

Erialaisten iholeesioiden suositellut enimmäishoitoajat:

Iholeesio	Enimmäishoitoaika sekunteina
Jalkapohjan syyliä	36 (6x6 s)
Harjasyyliä	36 (6x6 s)
Litteä syyliä	18 (6x3 s)
Rasvaläiskä	36 (6x6 s)
Pigmenttiläiskä (kasvoissa)	12 (6x2 s)
Pigmenttiläiskä (muualla kuin kasvoissa)	36 (6x6 s)
Ihokieleke	36 (6x6 s)
Aktiininen keratoosi (kasvoissa)	12 (6x2 s)
Aktiininen keratoosi (muualla kuin kasvoissa)	36 (6x6 s)
Ontelosyyliä	18 (6x3 s)
Kondylooma	36 (6x6 s)
Ikenien melaniinin pigmentin	36 (6x6 s)
Verenvuoto kohdunkaula fyysisten vaikutusten	36 (6x6 s)

