

NO BRUKSANVISNING

Bruksområde: Hydrozid® brukes som kryoterapi for vorter og andre hudlesjoner

Innhold: 200 ml HFC-134a (norfluran). Påføringsmal. Bruksanvisning.

Bruksanvisning: Hydrozid® påføres lesjonen direkte fra beholderen. Hydrozid® skal påføres med en avstand på 2 til 3 cm, i 2 til 6 sekunder, avhengig av hvor lesjonen befinner seg. Bruk Hydrozid i henhold til illustrasjon A, B, C. I illustrasjon A er sprayhodet stengt. I illustrasjon B er sprayhodet åpent og klart til bruk (illustrasjon C). Flere gjentatte fryse-/tinesykluser – opptil 6 med 30 sekunders intervall – anbefales til én enkelt behandling. Den totale varigheten av påføringen på lesjonen må ligge innenfor den anbefalte maksimale behandlingstiden totalt (se tabellen nedenfor). For å unngå skade på omkringliggende vev kan du bruke en av påføringsmalene som følger med. Velg et hull i malen som tilsvarer størrelsen på lesjonen. Enkelte hudlesjoner krever gjentatt behandling for å bli helt fjernet. Hvis gjentatt behandling er nødvendig, bør det gå en til to uker mellom behandlingene. Kryoterapi kan gi en stikkende eller brennende fornemmelse i huden. Nekrose i epidermale celler kan føre til blemmedannelse. Fullstendig heling tar omtrent 10 til 14 dager. Overeksponering kan føre til hypopigmentering, arrdannelse eller post-inflammatorisk hyperpigmentering.

Kontraindikasjoner: Kryoterapi er kontraindisert hos pasienter med kryoglobulinemi, Raynauds sykdom, kuldeurtikaria, bloddyskrasier eller usikker diagnose.

Forsiktig: Spray aldri på slimhinner, åpne sår, kuttskader og ømfintlig eller eksematøs hud. Vær ekstra oppmerksom på behandlingens lengde når det gjelder barn og personer med

sensitiv og aldrende hud. Skal ikke sprayes på frisk hud. Feil bruk kan føre til uønskede skader på hud og underliggende vev, deriblant nerver. Skal ikke innåndes. Unngå kontakt med øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ha produktets beholder eller etikett for hånden hvis det er behov for legehjelp.

Viktig: Hydrozid® skal bare benyttes av helsepersonell. Påføringsmalene som følger med, skal bare brukes med Hydrozid®. På grunn av risikoen for infeksjon skal hver påføringsmal bare brukes til én enkelt hudlesjon. Hydrozid® er ikke brennbart og kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Hydrozid® kan bestilles ved å gå inn på www.hydrozid.com

Anbefalte, maksimale behandlingstider
totalt for ulike typer hudlesjon:

Hudlesjon	Maksimal behandlingstid totalt i sekunder
Verruca plantaris	36 (6x6 sek)
Verruca vulgaris	36 (6x6 sek)
Verruca plana	18 (6x3 sek)
Keratosis seborrhoica	36 (6x6 sek)
Lentigo (i ansiktet)	12 (6x2 sek)
Lentigo (ikke i ansiktet)	36 (6x6 sek)
Acrochordon (stilkevorte)	36 (6x6 sek)
Keratosis actinica (i ansiktet)	12 (6x2 sek)
Keratosis actinica (ikke i ansiktet)	36 (6x6 sek)
Molluscum contagiosum	18 (6x3 sek)
Condylom	36 (6x6 sek)
Gingival melanin pigmentering	36 (6x6 sek)
Blødning fra livmorhalsen ved fysisk påvirkning	36 (6x6 sek)

